



# MAJ 1.40



# BS TLA

Vous allez mettre à jour un lecteur Baladeur Santé TLA Allégé, en conformité avec le Cahier des Charges 1.40.

***Cette mise à jour de lecteur n'est possible, que si le logiciel médical installé sur le poste de travail est déjà en version cdc 1.40***

Selon la date d'achat du lecteur, il est nécessaire de disposer ***d'une carte de mise à jour.***

Cette carte s'insère dans la fente Vitale du lecteur à mettre à jour et est à usage unique.

Vous pouvez vous procurer cette carte auprès de votre prestataire lecteur.

Le chargement du lecteur est recommandé via l'Outil de Chargement Local de l'industriel dans les environnements Windows XP et Mac OS X.

### **ATTENTION :**

***La mise à jour effacera toutes les données du lecteur.***

***Assurez vous que le lecteur est bien vide de toutes données (FSE et empreintes) et notez le N° d'entête FSE (touche F1, Paramétrage), pour l'augmenter de + 1 lors de la nouvelle identification du lecteur.***

### **Récapitulatif**

- ➡ Munissez vous d'une carte de mise à jour (si nécessaire)
- ➡ Téléchargez sur notre site l'outil correspondant à votre environnement informatique, ainsi que le « Guide d'utilisation »
- ➡ Vérifiez l'entête FSE du lecteur qui va être mis à jour et.....

..... ***lancez vous dans l'aventure !!!***

Nous vous souhaitons une bonne mise à jour lecteur et restons à votre disposition au

**ACCES  
VITAL  
TECHNOLOGY**

445 Avenue desTempliers  
13 676 AUBAGNE Cedex

Site : [www.avtsesam.com](http://www.avtsesam.com)  
e-mail : [info@avtsesam.com](mailto:info@avtsesam.com)

Tél : 04 42 36 90 23 - Fax : 04 42 36 90 24



## 0 891 705 055

0,225 cts / mn